


## Wb 및 Elisa용 Rab4A Rabbit Pab - P20338

품목 번호: CM0029379



## 소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 RAB4A 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 샘플의 RAB4A를 검출합니다. 타겟은 세포 내 막 트래픽 및 단백질 수송을 조절하는 소형 GTPase입니다. 엔도솜 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명                      | RAB4A Rabbit pAb                                       |
| 비고/별칭                    | RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A                |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                              |
| 유전자 ID                   | 5867 (human)                                           |
| 항원(Immunogen)            | 사람 RAB4A (NP_004569.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                             |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                        |
| 응용(Application)          | WB, ELISA                                              |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)                           |
| SWISS                    | P20338                                                 |
| 단백질 분자량                  | 24kDa                                                  |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                         |