

Wb 및 Elisa 연구 응용용 토끼 항-Calca 다클론 항체 - P01258 / P06881

품목 번호: CM0015934



소개

인간 CALCA(칼시토닌)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 칼슘 대사와 호르몬 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CALCA 토끼 pAb
비고/별칭	CT, KC, PCT, CGRP, CALCL, CGRP1, CGRP-I, CGRP-alpha, CALCA
종	인간
GeneID (인간)	796
GeneID	796
면역원	인간 CALCA (NP_001029124.1)의 아미노산 1-141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P01258 / P06881
단백질 분자량	13kDa / 15kDa
배송	아이스 팩