

웨스턴 블롯, Elisa용 Rabbit Anti-Frem1 폴리클로날 항체 - Q5H8C1

품목 번호: CM0023372

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit anti-FREM1 폴리클로날 항체입니다. FREM1은 발달 과정에서 표피 분화와 접착에 필수적인 세포외 기질 단백질입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	FREM1 Rabbit pAb
비고/별칭	BNAR; MOTA; TILRR; TRIGNO2; C9orf143; C9orf145; C9orf154; FREM1
종	인간
GeneID (Human)	158326
GeneID	158326
면역원	인간 FREM1 (NP_659403.4)의 아미노산 1880-2179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q5H8C1
단백질 분자량	244kDa
배송	아이스백