

토끼 항-마우스 Cd117/C-Kit 단클론 항체(유세포 분석용) - P05532

품목 번호: CM0011525



소개

유세포 분석으로 검증된 결합 토끼 단클론 항체로, 마우스 CD117/c-Kit(SWISS: P05532)를 표적으로 합니다.

조혈세포 및 생식세포의 표면 수용체를 검출하며, 줄기세포 연구 및 비만세포 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	상세 정보
제품명	토끼 항-마우스 CD117/c-Kit mAb
비고/별칭	W, Bs, Fdc, Ssm, SCO1, SCO5, SOW3, CD117, c-KIT, Tr-kit, Gfsco1, Gfsco5, Gfsow3
종	마우스
GeneID (Human)	3815
GeneID	16590
면역원	마우스 CD117/c-Kit(NP_001116205.1)의 아미노산 25~523에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 유래	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P05532
단백질 분자량	22kDa/108kDa/109kDa
배송	아이스백