

Wb, Ihc-P, Elisa용 토끼 항-Thumpd3 다클론 항체 - Q9Bv44

품목 번호: CM0015821

소개

THUMPD3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. tRNA 수정 및 메틸화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	THUMPD3 Rabbit pAb
비고/별칭	THUMPD3
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	25917
면역원	인간 THUMPD3 (NP_056268.2)의 아미노산 1-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클론 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
유니프로트 접근 번호	Q9BV44
단백질 분자량	57kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)