

Wb 및 Elisa용 Rad51D 토끼 단클론 항체 - O75771

품목 번호: CM0002111



소개

인간 RAD51D(RAD51 상동체 D)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. DNA 복구 및 상동 재조합 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rad51D 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TRAD; R51H3; BROVCA4; RAD51L3; Rad51D
종	인간
유전자ID (인간)	5892
유전자ID	5892
면역원	재조합 단백질 인간 Rad51D(O75771)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75771
단백질 분자량	35kDa
배송 방식	아이스백