

RalA 토끼 단클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P11233

품목 번호: CM0007712



소개

인간 RalA를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 세포 증식 및 막 수송에 관여하는 GTPase인 인간 및 원숭이 RalA 단백질(24 kDa, UniProt P11233)을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	RalA 토끼 mAb
비고/별칭	RAL; HINCONS; RalA
종	인간
유전자ID (인간)	5898
유전자ID	5898
면역원	인간 RalA (NP_005393.2)의 아미노산 120-206에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 원숭이
SWISS	P11233
단백질 분자량	24 kDa
배송 방식	아이스백