


Rps20 토끼 다클론 항체, Wb·if/Icc·elisa 적용 - P60866

품목 번호: CM0013497



소개

RPS20 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스, 래트 샘플에서 RPS20을 검출하기 위해 WB, IF/ICC, ELISA에서 유효성이 검증된 다클론 항체입니다. 리보솜 단백질 연구에 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	RPS20 토끼 pAb
비고/별칭	S20; uS10; RPS20
종	인간
유전자ID (인간)	6224
유전자ID	6224
면역원	재조합 단백질 인간 RPS20 (NP_001014.1)의 아미노산 1-119에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60866
단백질 분자량	13kDa
배송 방식	아이스백