


Sap18 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - O00422

품목 번호: CM0025629



소개

인간 SAP18에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 SAP18을 검출하며 전사 억제, 스플라이싱, 세포사멸 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SAP18 토끼 pAb
비고/별칭	SAP18P; 2HOR0202; SAP18
종	인간
유전자ID (인간)	10284
면역원	인간 SAP18 (NP_005861.2)의 아미노산 21-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00422
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스 팩