

Sesn2 토끼 다클론 항체, Wb·elisa용 - P58004

품목 번호: CM0025119



소개

SESN2 토끼 다클론 항체는 WB 및 ELISA용 다클론 항체로, 인간 SESN2를 표적하며 마우스, 래트와 교차반응성이 있습니다. SESN2는 mTORC1과 산화 스트레스를 조절하는 류신 센서로 신호 전달 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SESN2 Rabbit pAb
비고/별칭	HI95, SES2, SEST2, SESN2
종	인간
유전자ID (인간)	83667
유전자ID	83667
면역원	제조합 단백질 인간 SESN2 (NP_113647.1)의 아미노산 211-480에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P58004
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩