


Wb, Elisa용 Smc4 Rabbit Pab - Q9Ntj3

품목 번호: CM0017311



소개

WB 및 ELISA용 SMC4 토끼 다클로날 항체로, 염색체 응축에 핵심적인 인간 SMC4 (CAP-C, SMC4L1)를 타겟으로 합니다. Uniprot Q9NTJ3, 예상 MW 147kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMC4 Rabbit pAb
비고/별칭	CAPC; CAP-C; SMC-4; SMC4L1; SMC4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10051
GeneID	10051
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 SMC4 (NP_001275682.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9NTJ3
단백질 분자량	147kDa
배송(Shipping)	아이스백