

Wb, If/Icc, Elisa용 Smpd4 토끼 다클로날 항체 - Q9Nxe4

품목 번호: CM0013077

소개

사람 SMPD4 (SKNY, nSMase-3)를 표적으로 하는 SMPD4 토끼 폴리클로날 항체(pAb). 사람 및 마우스와의 교차 반응성이 확인되었으며 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 스팅고지질 대사 및 막 항상성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SMPD4 Rabbit pAb
비고/별칭	SKNY; NET13; NEDMABA; NEDMEBA; NSMASE3; NSMASE-3; SMPD4
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	55627
면역원	사람 SMPD4 (NP_060421.2)의 아미노산 600-800에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q9NXE4
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스백 (Ice bag)