

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Sod3 토끼 다가클로날 항체 - P08294

품목 번호: CM0026101



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 SOD3 토끼 다가클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트의 세포외 초과산화물 불균등화 효소(SOD), 핵심 항산화 효소를 검출합니다. 산화 스트레스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOD3 Rabbit pAb
비고/별칭	EC-SOD; SOD3
종(Species)	Human
GeneID	6649
항원(Immunogen)	인간 SOD3 (NP_003093.2)의 아미노산 19-160 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다가클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P08294
단백질 분자량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)