

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Sox10 Rabbit Pab - P56693

품목 번호: CM0018970

소개

사람, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 SOX10 토끼 폴리클론 항체. 교세포 발달 및 수초 형성에 핵심적인 전사 인자 SOX-10을 표적합니다. 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SOX10 Rabbit pAb
비고/별칭	DOM; WS4; PCWH; WS2E; WS4C; SOX-10; SOX10
종	사람
유전자 ID (사람)	6663
유전자 ID	6663
면역원	재조합 단백질 사람 SOX10 (NP_008872.1)의 아미노산 270-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	P56693
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백