

Wb, Ihc-P, Elisa용 Sox9 토끼 다클론 항체 - P48436

품목 번호: CM0022002



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 SOX9 토끼 다클론 항체입니다. 연골형성과 골격 발달에 필수적인 전사인자 SOX9를 표적으로 합니다. IVD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	SOX9 토끼 pAb
비고 / 별칭	CMD1; SRA1; CMPD1; SRXX2; SRXY10; SOX9
종	인간
유전자 ID (인간)	6662
유전자 ID	6662
면역원	인간 SOX9 (NP_000337.1)의 아미노산 250-339에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48436
단백질 분자량	56kDa
배송 방법	아이스 팩