

Wb, Elisa용 Spred1 토끼 다클로날 항체 - Q7Z699

품목 번호: CM0013625



소개

WB 및 ELISA용 SPRED1 토끼 다클로날 항체로, 마우스와 교차 반응합니다. 인간 SPRED1를 타겟으로 하며, MAP 키나제 활성화를 억제하는 티로신 키나제 기질로 세포 신호 전달 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	SPRED1 Rabbit pAb
비고/별칭	LGSS; NFLS; hSpred1; spred-1; PPP1R147; SPRED1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	161742
GeneID	161742
항원(Immunogen)	인간 SPRED1 (NP_689807.1)의 아미노산 120-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q7Z699
단백질 분자량	50kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)