

Wb 및 Elisa용 Ssh2 토끼 다중클론 항체 - Q76I76

품목 번호: CM0030831



소개

사람 SSH2 단백질을 표적으로 하는 고품질 토끼 다중클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 액틴 역학 및 정자 형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SSH2 Rabbit pAb
비고/별칭	SSH-2; SSH-2L; SSH2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	85464
GeneID	85464
면역원	사람 SSH2 (NP_203747.2)의 아미노산 53-202에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다중클론 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	Q76I76
단백질 분자량	158kDa
배송	아이스백