


Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Stat1 토끼 다클론 항체 - P42224

품목 번호: CM0013611



소개

인간 STAT1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트에 교차 반응성을 가집니다. 인터페론 신호 전달, 전사 조절 및 항바이러스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	STAT1 토끼 pAb
비고/별칭	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
종	인간
유전자 ID (인간)	6772
유전자 ID	6772
면역원	인간 STAT1 (NP_009330.1)의 아미노산 650-750 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P42224
단백질 분자량	87kDa
배송	아이스백