

Wb, If/Icc, Elisa용 Stat3 토끼 다클론 항체 - P40763

품목 번호: CM0015034



소개

WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 STAT3 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫드 STAT3를 검출합니다. JAK/STAT 신호전달, 염증 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	STAT3 토끼 다클론 항체
비고/별칭	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
종	사람
GeneID (사람)	6774
GeneID	6774
면역원	합성 펩타이드 사람 STAT3(NP_003141.2)의 아미노산 600-700 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
동물 유래	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P40763
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스팩