


Wb 및 Elisa용 Steap3 토끼 다클론 항체 - Q658P3

품목 번호: CM0014350



소개

인간 STEAP3에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 계산된 분자량이 55 kDa인 금속환원효소 STEAP3를 인간 및 마우스 시료에서 검출하는 데 적합합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	STEAP3 토끼 pAb
비고/별칭	STMP3; TSAP6; pHyde; AHMIO2; dudlin-2; dudulin-2; STEAP3
종	인간
유전자ID (인간)	55240
유전자ID	55240
면역원	인간 STEAP3 (NP_060704.2)의 아미노산 1-180번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q658P3
단백질 분자량	55kDa
배송 방식	아이스백