

Suz12 토끼 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q15022

품목 번호: CM0010158



소개

인간 SUZ12에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트와 반응함. 후성유전학 및 암 연구에 이상적이며, IVD 분석법 개발에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SUZ12 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	CHET9, IMMAS, JJAZ1, SUZ12
종	인간
유전자 ID	23512
면역원	인간 SUZ12 (Q15022)의 아미노산 1-96에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15022
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백