


대칭 디메틸-히스톤 H3-R2 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431) - Wb, Ihc, If, Elisa, Chip-Seq용

품목 번호: CM0000342



소개

히스톤 H3 (Q16695/P68431)의 2번 아르기닌 대칭 디메틸화에 특이적인 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA 및 ChIP-seq에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 반응하고 광범위한 종에서 반응이 예측됩니다. 후성유전학 연구 및 히스톤 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	대칭 디메틸-히스톤 H3-R2 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 대칭 디메틸-히스톤 H3-R2
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 R2 부위 주변 합성 대칭 디메틸화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 반응 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송 방식	아이스백