


Taf6L Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9Y6J9

품목 번호: CM0016048



소개

TAF6L (PAF65A)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. PCAF 복합체, 히스톤 아세틸화 및 전사 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TAF6L Rabbit pAb
비고/별칭	PAF65A; TAF6L
종	인간
유전자 ID	10629
면역원	인간 TAF6L (NP_006464.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y6J9
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백