

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Tet3 토끼 다클로날 항체 - O43151

품목 번호: CM0027000



소개

재조합 인간 TET3 (aa 1551-1650)에 대해 생산된 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 후성유전학 및 발생 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TET3 Rabbit pAb
비고/별칭	BEFAHRS; hCG_40738; TET3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	200424
GeneID	200424
면역원	인간 TET3 (NP_001274420.1)의 아미노산 1551-1650에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	O43151
단백질 분자량	194kDa
배송	아이스 백(Ice bag)