


Wb, Ip, If-P, Elisa용 Tff1/Ps2 토끼 단일클론 항체 - P04155

품목 번호: CM0006823



소개

사람 TFF1/pS2 (trefoil factor 1)를 타겟팅하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IP, IF-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 위장관 및 암 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TFF1/pS2 Rabbit mAb
비고/별칭	pS2; BCEI; HPS2; HP1.A; pNR-2; D21S21; TFF1/pS2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	7031
항원	합성 펩타이드 사람 TFF1/pS2의 아미노산 25-84 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다. (NP_003216.1)
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IP, IF-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	P04155
단백질 분자량	9kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)