


Wb, Elisa용 Tgfb2 토끼 다클로날 항체 - P61812

품목 번호: CM0027142



소개

사람 TGFB2에 대한 토끼 다클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응합니다. 재조합 면역원 (aa 21-414). 혈관신생 및 심장 발달을 조절하는 다기능 사이토카인인 Transforming growth factor beta-2 proprotein을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TGFB2 Rabbit pAb
비고/별칭	LDS4; G-TSF; TGF-beta2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	7042
GeneID	7042
면역원	사람 TGFB2 (NP_003229.1)의 아미노산 21-414에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P61812
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백