

## 갑상선 퍼옥시다제 항체(TPO-Ab)

품목 번호: TPO-Ab

### 소개

자가면역성 갑상선 진단을 위한 정확한 TPO-Ab 테스트 키트를 알아보세요. 높은 감도, 정밀도 및 안정성. IVD 사용에 적합합니다. 지금 바로 신뢰할 수 있는 결과를 얻으세요!

### 자세히 알아보기

기능	설명
제품명	항갑상선 과산화효소(항TPO) 양성 인간 혈장;
숙주 종	인간
응용 분야	TPO-Ab 검출용 IVD 시약; 자가면역성 갑상선 질환 진단; 족상동맥경화증 위험 인자 평가
투여 형태/외관	액상, 노란색에서 주황색 액체;
출처	단일 인간 기증자
생물학적 활성	항-TPO: > 1,000 U/mL(면역 분석)
조건	설명
보관	-20°C; 2~8°C 빛이 닿지 않는 곳에 개봉하지 않은 상태로 보관하세요.
배송	드라이 아이스
유효 기간	N/A(플라즈마용); 키트 지침 참조
지표	사양
정확도	상관 계수(r) ≥ 0.975, 상대 편차 ±10% 이내
검출 한계	≤ 5 IU/mL
선형성	선형 범위: 선형 범위 내 상관 계수(r) ≥ 0.990; 5 IU/mL ~ 600 IU/mL
반복성	변동 계수(CV) ≤ 8%
배치 간 변동	배치 간 변동 계수(CV) ≤ 15%
안정성	2~8°C의 어두운 곳에서 개봉하지 않은 상태로 보관할 경우, 유효 기간 후 1개월 이내에 테스트 시약의 외관, 양, 정확도, 최소 검출 한계, 선형성 및 반복성은 2.1-2.5의 요구 사항을 충족해야 합니다.
캘리브레이터 균일성	≤ 10%
캘리브레이터 정확도	상대 편차 ±10% 이내
캘리브레이터 안정성	2~8°C의 어두운 곳에서 개봉하지 않은 상태로 보관할 경우, 유효 기간 후 1개월 이내에 테스트 제품의 균일성과 정확성이 요구 사항을 충족해야 합니다.