

Wb, Elisa용 Tim-3/Havcr2 토끼 다클로날 항체 - Q8Tdq0

품목 번호: CM0016220



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 TIM-3/HAVCR2 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 랫트에 반응합니다. T세포 조절 및 암 면역요법 연구에서 면역 체크포인트 기능을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIM-3/HAVCR2 Rabbit pAb
비고/별칭	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2; TIM-3/HAVCR2
종	Human
GeneID (인간)	84868
GeneID	84868
면역원	재조합 단백질 인간 TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)의 아미노산 22-202에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q8TDQ0
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백