

Wb, If/Icc, Elisa용 Tlr4 토끼 다가클로날 항체 - O00206

품목 번호: CM0015266



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 TLR4 토끼 다가클로날 항체입니다. 사람(Human) 및 쥐(Mouse)와 반응합니다. LPS 및 DAMPs에 대한 선천성 면역 반응에 관여하는 Toll-like receptor 4를 타겟으로 합니다. 염증 및 감염 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	TLR4 Rabbit pAb
비고/별칭	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7099
유전자 ID	7099
항원(Immunogen)	사람 TLR4 (NP_612564.1)의 아미노산 27-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	다가클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 쥐 (Mouse)
SWISS	O00206
단백질 크기(Protein Weight)	96kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)