

Wb 및 Elisa용 Tmem165 토끼 다클론 항체 - Q9Hc07

품목 번호: CM0022167

소개

콜지 이가 양이온 역수송체인 인간 TMEM165에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 당화 장애 및 이온 수송 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TMEM165 토끼 pAb
비고/별칭	FT27; GDT1; CDG2K; TPAL; TMPT27; SLC64A1; TMEM165
종	인간
GeneID (인간)	55858
GeneID	55858
면역원	인간 TMEM165(NP_060945.2)의 아미노산 172-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9HC07
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스백