

Tomm34 토끼 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q15785

품목 번호: CM0028490

소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 TOMM34 토끼 다클론 항체입니다. 미토콘드리아 수입 수용체 TOM34를 표적으로 하며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 수입 및 샤페론 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TOMM34 토끼 다클론 항체
비고/별칭	TOM34; URCC3; HTOM34P; TOMM34
종	인간
유전자 ID (인간)	10953
유전자 ID	10953
면역원	인간 TOMM34 (NP_006800.2)의 아미노산 1-309번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q15785
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩