


Trimethyl-Histone H3-K56 Rabbit Polyclonal Antibody (Q16695/P68431)

For Wb, If/Icc, Elisa, Chip-Seq

품목 번호: CM0000296



소개

인간 H3.1/H3.1t의 라이신 56 트라이메틸화를 인식하는
고특이성 TriMethyl-Histone H3-K56 토끼
폴리클론항체. WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq에 대해
검증됨; 인간, 마우스, 랫트 등과 교차반응.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TriMethyl-Histone H3-K56 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; TriMethyl-Histone H3-K56
종	인간
GeneID (인간)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K56 주변 합성 트라이메틸화 펩타이드
원천	토끼
범주	메틸화 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백