

Uty 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - O14607

품목 번호: CM0026026



소개

사람 UTY(히스톤 데메틸라제 UTY)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응하며, 후성유전학 및 Y 염색체 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	UTY Rabbit pAb
비고/별칭	UTY1; KDM6C; KDM6AL; UTY
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7404
면역원	사람 UTY (NP_009056.3)의 아미노산 1-70에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	마우스 (Mouse), 쥐 (Rat)
SWISS	O14607
단백질 분자량	150kDa
배송	아이스백