

Vangl2 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Ulk5

품목 번호: CM0026080



소개

VANGL2(사시 1)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 VANGL2를 검출합니다. 평면 세포 극성, 신경관 발생 및 형태형성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VANGL2 토끼 pAb
비고/별칭	LPPI; LTAP; STB1; STBM; STBM1; VANGL2
종	인간
유전자ID (인간)	57216
유전자ID	57216
면역원	인간 VANGL2 (NP_065068.1)의 아미노산 1-110에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9ULK5
단백질 분자량	60kDa
배송 방식	아이스 팩