

Vars 토끼 다클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - P26640

품목 번호: CM0025075

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 인간 VARS(발릴-tRNA 합성효소)에 대한 고품질 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 분자량 140 kDa. 번역 및 신경생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	VARs 토끼 다클론 항체
비고/별칭	G7A; VARs; VARs2; NDMSCA
종	인간
유전자 ID (인간)	7407
유전자 ID	7407
면역원	인간 VARs (NP_006286.1)의 아미노산 1-280번 서열에 해당하는 제조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26640
단백질 분자량	140kDa
배송 방식	아이스백