

Wb, Ihc-P, Elisa용 Vcam1 토끼 단클론 항체 - P19320

품목 번호: CM0007658



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증된 고품질 VCAM1 토끼 단클론 항체입니다. 아미노산 25-698에서 유래된 면역원으로 인간 VCAM1 (P19320)을 인식합니다. 염증 및 면역 감시 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	VCAM1 토끼 mAb
비고/별칭	CD106; INCAM-100; VCAM1
종	인간
유전자 ID (인간)	7412
면역원	인간 VCAM1 (NP_001069.1)의 아미노산 25-698에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P19320
단백질 분자량	71KDa/74KDa/81KDa
배송	아이스 팩