

Xpo7 토끼 Pab (Wb 및 Elisa용) - Q9Uia9

품목 번호: CM0021979

소개

XPO7 토끼 pAb는 인간 엑스포틴-7(RANBP16)에 대한 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 핵 수송 기전 연구에 사용됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	XPO7 토끼 pAb
비고/별칭	EXP7; RANBP16; XPO7
종	인간
유전자ID (인간)	23039
유전자ID	23039
면역원	합성 펩타이드: 인간 XPO7 (NP_055839.3)의 아미노산 1000번부터 C-말단 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UIA9
단백질 분자량	124kDa
배송 방식	아이스백