

닷 블랏 및 Elisa용 2'-O-메틸시티딘 (Cm) 토끼 단일클론 항체

품목 번호: CM0000038

소개

변형된 RNA 뉴클레오시드인 2'-O-메틸시티딘(Cm)에 특이적인 토끼 단일클론 항체입니다. 종에 독립적인 교차 반응성을 가지며 닷 블랏(DB) 및 ELISA 실험에 적합합니다. 에피트랜스크립툼 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	2'-O-methylcytidine/ Cm Rabbit mAb
비고/별칭	Cm; 2'-O-methylcytidine; 2'-O-methylcytidine/ Cm
종(Species)	사람(Human)
면역원(Immunogen)	Cm에 접합된 화합물
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	기타 변형 항체
애플리케이션	닷 블랏 (DB), ELISA
교차 반응성	종에 독립적
배송	아이스백