

Dot Blot 및 Elisa 적용을 위한 2'-O-Methylcytidine/Cm Rabbit Polyclonal Antibody

품목 번호: CM0000020

소개

변형된 뉴클레오사이드인 2'-O-methylcytidine (Cm)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체. 종 독립적인 교차 반응성을 가진 dot blot (DB) 및 ELISA 적용에 적합합니다. 에피트랜스크립토믹스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	2'-O-methylcytidine/ Cm Rabbit pAb
비고/별칭	Cm; 2'-O-methylcytidine; 2'-O-methylcytidine/ Cm
종	인간
면역원	화합물
원천	토끼
범주	기타 변형 항체
적용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스백