

2'-O-메틸유리딘 (Um) Elisa 및 Dot Blot용 토끼 폴리클론항체 - Um

품목 번호: CM0023851

소개

널리 존재하는 RNA 변형인 2'-O-메틸유리딘(Um)을 표적하는 토끼 폴리클론항체입니다. 종 비의존적 반응성을 갖춘 ELISA 및 dot blot(DB)에 적합하며, 에피트랜스크립토믹스 연구 및 진단 분석법 개발을 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 내용
제품명	2'-O-methyluridine(Um) Rabbit pAb
비고/별칭	Um; 2'-O-methyluridine; 2'-O-methyluridine(Um)
종	인간
면역원	화합물 Um
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 비의존적
배송	아이스백