

4-하이드록시노넨알(4-Hne) Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, And Flow Cytometry (Intracellular)

품목 번호: CM0000068

소개

4-하이드록시노넨알(4-HNE) Rabbit Monoclonal Antibody는 종 독립적으로 지질 과산화 부가물을 검출하는 도구입니다. WB, IF/ICC, IF-P 및 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되어 산화 스트레스 연구 및 IVD 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	4-하이드록시노넨알 Rabbit mAb
비고/별칭	4-HNE
면역원	화합물
원산지	토끼
카테고리	기타 변형 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, FC (세포 내)
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스백