

5-메틸시티딘/M5C 토끼 다클론 항체 - M5C

품목 번호: CM0020217

소개

점적 블롯(DB) 및 ELISA 응용 분야에 적합한 5-메틸시티딘(m5C) 특이 토끼 다클론 항체입니다. 진단 및 연구 환경에서 DNA/RNA 메틸화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	5-메틸시티딘/m5C 토끼 pAb
면역원	화합물 m5C
생물종	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	생물종 비의존적
배송	아이스팩