

Db 및 Elisa용 5-메틸시토신(5Mc) 토끼 단일클론 항체 – 종에 독립적인 교차 반응성

품목 번호: CM0000001

소개

이 5-메틸시토신(5mC) 토끼 단일클론 항체는 종에 독립적인 교차 반응성을 가지며 도트 블랏(dot blot) 및 ELISA에 적합합니다. 후성유전학 연구 및 진단 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	5-메틸시토신(5mC) 토끼 mAb
비고/별칭	5mC; 5-메틸시토신(5mC)
면역원	화합물 5mC
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	기타 변형 항체
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종에 독립적
배송	아이스백