

5-메틸사이토신 (5Mc) Rabbit Pab - 5Mc

품목 번호: CM0021209

소개

5-메틸사이토신(5mC)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체로, 도트 블롯(DB) 및 ELISA에 적용 가능합니다. 종 간 교차 반응성으로 인해 다양한 후성유전학 연구 응용이 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	5-메틸사이토신 (5mC) Rabbit pAb
면역원	화합물 5mC
원산지	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 독립적
배송	아이스백