

## Wb 및 Elisa용 5T4 토끼 단일클론 항체 - Q13641

품목 번호: CM0003947



### 소개

사람 5T4 (TPBG)에 대한 고특이성 토끼 단일클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 암 생물학, Wnt 신호 전달 및 영양막 연구에 이상적입니다 - Q13641.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수            | 값                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 제품명             | 5T4 Rabbit mAb                                    |
| 비고/별칭           | 5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1                           |
| 종(Species)      | 사람(Human)                                         |
| 유전자 ID (사람)     | 7162                                              |
| 유전자 ID          | 7162                                              |
| 면역원(Immunogen)  | 사람 5T4 (Q13641)의 아미노산 321-420 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원(Source)     | 토끼(Rabbit)                                        |
| 카테고리            | 단일클론 항체                                           |
| 응용(Application) | WB, ELISA                                         |
| 교차 반응성          | 사람(Human)                                         |
| SWISS           | Q13641                                            |
| 단백질 분자량         | 46kDa                                             |
| 배송(Shipping)    | 아이스백                                              |