

647 Rabbit Anti-Human Btn3A1/2/3 단클론항체 For Fc - O00481 / P78410 / O00478

품목 번호: CM0011527



소개

유세포 분석용 인간 BTN3A1/2/3 (CD277) 표적 고품질 647-접합 단클론항체. T-세포 활성화, 적응 면역 및 면역종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	647 Rabbit anti-Human BTN3A1/2/3 mAb
비고/별칭	BTF5; BT3.1; CD277; BTN3.1
종	인간
GeneID	11119/11118/10384
면역원	인간 BTN3A1 (NP_008979.3)의 아미노산 470-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	단클론항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	O00481/P78410/O00478
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백