


A-Synuclein Rabbit Pab - P37840

품목 번호: CM0025876



소개

WB, IF/ICC, IF-P, ELISA에 대해 검증된 Anti- α -Synuclein 토끼 다클로날 항체입니다. 시냅스 소포 운송 및 신경전달물질 방출을 조절하는 신경 단백질인 인간, 마우스, 래트 α -Synuclein을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	α -Synuclein Rabbit pAb
비고/별칭	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Synuclein
종	인간(Human)
GeneID (인간)	6622
GeneID	6622
면역원	인간 알파-시누클레인(NP_000336.1)의 아미노산 59-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 래트(Rat)
SWISS	P37840
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)