


Abcc8 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q09428

품목 번호: CM0026455



소개

ABCC8 토끼 다클론 항체는 WB와 ELISA에서 유효성이 검증된 다클론 항체로, 사람 ABCC8/SUR1을 인식하며 마우스와 교차 반응성이 있습니다. 인슐린 분비 및 당뇨병 연구에 필수적인 제품입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	ABCC8 토끼 pAb
비고/별칭	HI; SUR; HHF1; MRP8; PHH1; SURI; ABC36; HRINS; PNDM3; TNDM2; SUR1delta2; ABCC8
종	사람
유전자ID (사람)	6833
유전자ID	6833
면역원	사람 ABCC8 (NP_000343.2)의 아미노산 700-1000 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	Q09428
단백질 분자량	177kDa
배송 방식	아이스백