

Abcf3 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q9Nuq8

품목 번호: CM0019305

소개

ABCF3 토끼 pAb는 WB, IHC-P, ELISA 응용 분야에 적합한 다클론 항체입니다. 이 항체는 플라비바이러스에 대한 항바이러스 방어에 관여하는 단백질인 인간, 마우스 및 래트 ABCF3를 검출하며, 면역검출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	ABCF3 토끼 pAb
비고/별칭	EST201864; ABCF3
종	인간
유전자ID (인간)	55324
유전자ID	55324
면역원	인간 ABCF3 (NP_060828.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NUQ8
단백질 분자량	80kDa
배송	아이스 팩