

Wb, Elisa용 Abhd12 토끼 다클론 항체 - Q8N2K0

품목 번호: CM0023224

소개

WB, ELISA에 대해 검증된 ABHD12 토끼 다클론 항체입니다. 인간 ABHD12를 표적으로 하며 래트와 교차 반응합니다. 신경학 및 지질 대사 연구에서 리조포스파티딜세린 리파아제 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ABHD12 토끼 pAb
비고/별칭	PHARC; ABHD12A; BEM46L2; hABHD12; C20orf22; dJ965G21.2; ABHD12
종	인간
GeneID (인간)	26090
GeneID	26090
면역원	인간 ABHD12 (NP_056415.1)의 아미노산 110-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q8N2K0
단백질 분자량	45kDa
배송 방식	아이스 팩